

ANALIZA BIAŁEK



100004670

Laboratorium Analizy

Klient: Slavic Labs
Numer zamówienia: 1000046770
Nazwa: SLAVIC LABS TIRZEPIC GLP-1+GIP
Ilość próbek: 1 fiołka

Numer partii: -----
Data przyjęcia: 2024-02-06
Data rozpoczęcia: 2024-02-19
Data zakończenia: 2024-02-21

Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
GLP-1 + GIP	Próbka dostarczona przez klienta	Biały proszek w szklanej fiołce

Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
GLP-1 + GIP	SLAVIC LABS TIRZEPIC GLP-1+GIP 10MG	-----	98%

Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 3ul na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H₂O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego czystość po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 98%. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 1%. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

Zdjęcie badanej próbki




Hasło dostępu

H374B39E

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajac




ANALIZA BIAŁEK



100004670

Chromatogram



Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	95%	5%
2min	95%	5%
12min	5%	95%
15min	5%	95%


Hasło dostępu

H374B39E

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajac



ANALIZA BIAŁEK



100003600

Laboratorium Analizy

Klient: POLSKI ZIELARZ SP. Z O.O.
Numer zamówienia: 100003600
Nazwa: N ACETYL SEMAX
Ilość próbek: 1 fiolka

Numer partii: -----
Data przyjęcia: 2023-05-05
Data rozpoczęcia: 2023-05-18
Data zakończenia: 2023-05-18

Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
N-Acetyl Semax	Próbka dostarczona przez klienta	Biały proszek w szklanej fiolce


Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
N-Acetyl Semax	N ACETYL SEMAX 10MG	-----	97%

Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 3ul na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H₂O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego czystość po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 97%. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 1%. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

Zdjęcie badanej próbki




Hasło dostępu

TRGDS23T

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajac




ANALIZA BIAŁEK



100003600

Chromatogram



Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0mi	95%	5%
n	95%	5%
12min	5%	95%
15min	5%	95%

Hasło dostępu

TRGDS23T

Analiza Białek sp. z o.o.

KRS: 0000966168

NIP: 8992922970

REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:


ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław

Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:

Specjalista ds. analiz i badań

mgr Arkadiusz Zając



ANALIZA BIAŁEK



100003938

Laboratorium Analizy

Klient: POLSKI ZIELARZ SP. Z O.O.
Numer zamówienia: 100003938
Nazwa: SALVIC LABS BPC-157
Ilość próbek: 1 fiolka

Numer partii: -----
Data przyjęcia: 2023-07-14
Data rozpoczęcia: 2023-08-03
Data zakończenia: 2023-08-03

Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
BPC 157	Próbka dostarczona przez klienta	Biały proszek w szklanej fiolce


Wyniki


Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
BPC 157	SALVIC LABS BPC-157 10MG	-----	94%

Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 3ul na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H₂O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego czystość po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 94%. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 1%. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

Zdjęcie badanej próbki






ANALIZA BIAŁEK



100003938

Chromatogram



Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	95%	5%
2min	95%	5%
12min	5%	95%
15min	5%	95%


Hasło dostępu

T2MAK94M

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zając



ANALIZA BIAŁEK



100004669

Laboratorium Analizy

Klient: Slavic Labs
Numer zamówienia: 100004669
Nazwa: SLAVIC LABS N-ACETYL EPITHALON
Ilość próbek: 1 fiolka

Numer partii: -----
Data przyjęcia: 2024-02-06
Data rozpoczęcia: 2024-02-19
Data zakończenia: 2024-02-21

Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
N-Acetyl Epithalon	Próbka dostarczona przez klienta	Biały proszek w szklanej fiolce

Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
N-Acetyl Epithalon	SLAVIC LABS N-ACETYL EPITHALON 10MG	-----	96%

Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 3ul na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H₂O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego czystość po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 96%. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 1%. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

Zdjęcie badanej próbki




Hasło dostępu

S8FB329T

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajac




ANALIZA BIAŁEK



100004669

Chromatogram



Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0mi	95%	5%
n	95%	5%
2min	5%	95%
15min	5%	95%


Hasło dostępu

S8FB329T

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zając



ANALIZA BIAŁEK



100003601

Laboratorium Analizy

Klient: POLSKI ZIELARZ SP. Z O.O.
Numer zamówienia: 100003601
Nazwa: N ACETYL SEMAX
Ilość próbek: 1 fiolka

Numer partii: -----
Data przyjęcia: 2023-05-05
Data rozpoczęcia: 2023-05-18
Data zakończenia: 2023-05-18

Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
N-Acetyl Selank	Próbka dostarczona przez klienta	Biały proszek w szklanej fiolce


Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
N-Acetyl Selank	N ACETYL SELANK 10MG	-----	95%

Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 3ul na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H₂O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego czystość po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 95%. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 1%. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

Zdjęcie badanej próbki




Hasło dostępu

RTVFD421


Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajac




ANALIZA BIAŁEK



100003601

Chromatogram



Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	95%	5%
2min	95%	5%
12min	5%	95%
15min	5%	95%


Hasło dostępu

RTVFD421

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajac



ANALIZA BIAŁEK



100004316

Laboratorium Analizy

Klient: Slavic Labs
Numer zamówienia: 100004316
Nazwa: SLAVIC LABS TB-500
Ilość próbek: 1 fiolka

Numer partii: -----
Data przyjęcia: 2023-10-25
Data rozpoczęcia: 2023-11-02
Data zakończenia: 2023-11-03

Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
TB-500	Próbka dostarczona przez klienta	Biały proszek w szklanej fiolce

Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
TB-500	SLAVIC LABS TB-500 10MG	-----	98%

Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 3ul na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H₂O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego czystość po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 98%. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 1%. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

Zdjęcie badanej próbki




Hasło dostępu

W92ND38E

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zając




ANALIZA BIAŁEK



100004316

Chromatogram



Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	95%	5%
2min	95%	5%
12min	5%	95%
15min	5%	95%

Hasło dostępu

W92ND38E

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zając

